

Комплект из двух электродов для микро-рассечения ELLMAN

ИМ-7.105160 до 03.04.2022

набор электродов, режим монополярный, тип
игольчатый, рабочая часть 1.5 мм / 3.0 мм, в упаковке
2 шт.

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	набор электродов
Режим	монополярный
Применение	гинекология / офтальмология
Тип электрода	игольчатый
Рабочая часть	1.5 мм / 3.0 мм
Количество в упаковке	2 шт.

Описание

Электрод для микро-рассечения, рабочая часть 1.5 мм. Кат. №ТА10/С1.
Электрод для микро-рассечения, рабочая часть 3.0 мм. Кат. №ТА10/С2.