

Комплект из трех электродов для эпиляции и телеангиэктазии
ELLMAN

ИМ-7.105160 до 03.04.2022

электрод, режим монополярный, для телеангиэктазии,
тип игольчатый, супертонкая / тонкая / обычная дуга, в
упаковке 3 шт.

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	электрод
Режим	монополярный
Применение	дерматология / косметология
Тип операции	для телеангиэктазии
Тип электрода	игольчатый
Тип дуги	супертонкая / тонкая / обычная
Количество в упаковке	3 шт.

Описание

Комплект из трех электродов для эпиляции и телеангиэктазии. Кат. №D7:
- электрод для эпиляции, супертонкая дуга 0.004 (белый). Кат. №D6A;
- электрод для эпиляции, тонкая дуга 0.007 (фиолетовый). Кат. №D6B;
- электрод для эпиляции, обычная дуга 0.009 (оранжевый). Кат. №D6C.