

Компрессор медицинский Ekom DK50 2x2V/110

ИМ-7.98093/2205

компрессор, безмасляный, поршневый,
двухцилиндровый, производительность 270 л/мин,
ресивер 110 л, стоматологических установок 4 шт.,
давление 5.0-7.0 бар, шум 73 дБ

Ekom spol s.r.o., Словакия



Характеристики

Применение	стоматологическое оборудование
Тип	компрессор
Компрессор	безмасляный
Механизм работы	поршневый
Количество цилиндров	двухцилиндровый
Производительность	270 л/мин
Объем ресивера	110 л
Количество стоматологических установок	4
Рабочее давление	5.0-7.0 бар
Допустимое давление предохранительного клапана	8.0 бар
Уровень шума	73 дБ
Размеры	1090×425×815 мм
Масса	98 кг

Дополнительные характеристики

Безмаслянный компрессор ЕКОМ серии DK50 2x2V/ 110 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования зубопротезных лабораторий. Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.