

Компрессор медицинский Ekom DK50 4VR/50

ИМ-7.98093/2205

двухцилиндровый, производительность 270 л/мин,
ресивер 50 л, стоматологических установок 4 шт.,
давление 6.0-8.0 бар, шум 77 дБ

Ekom spol s.r.o., Словакия



Характеристики

Количество цилиндров	двухцилиндровый
Производительность	270 л/мин
Объем ресивера	50 л
Количество стоматологических установок	4
Рабочее давление	6.0-8.0 бар
Допустимое давление предохранительного клапана	12 бар
Уровень шума	77 дБ
Размеры	580×580×790 мм
Масса	70 кг

Дополнительные характеристики

Безмаслянный компрессор ЕКОМ серии DK50 4VR/50 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования зубопротезных лабораторий. Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.