

Компрессор медицинский Remeza СБ4-100.OLD

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, ресивер 100 л, 4-цилиндровый, 200 / 230 / 280 / 320 л/мин, 8 бар, 2.2 / 2.8 кВт, 230 В / 400 В

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	100 л
Количество цилиндров	4-цилиндровый
Производительность	200 / 230 / 280 / 320 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	2.2 / 2.8 кВт
Напряжение	230 В / 400 В

Описание

Компрессор медицинский Remeza СБ4-100.OLD предназначен для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента.

- Объем ресивера:** 100 л
- Количество цилиндров:** 4 цилиндра
- Макс. давление:** 8 бар

Модификации

Модель	Произв-ть	Мощность	Сеть	Осушитель	Защитный корпус
СБ4-100.OLD15СТ	230 л/мин	1.1 + 1.1 кВт	230 В	-	-
СБ4-100.OLD15СТК				-	в корпусе
СБ4-100.OLD15СТМ	200 л/мин			мембранный	-
СБ4-100.OLD15СТКМ				мембранный	в корпусе
СБ4-100.OLD20СТ	320 л/мин	1.4 + 1.4 кВт	400 В	-	-
СБ4-100.OLD20СТК				-	в корпусе
СБ4-100.OLD20СТМ	280 л/мин			мембранный	-
СБ4-100.OLD20СТКМ				мембранный	в корпусе

* Т – исполнение «Тандем», два узла насоса на одном ресивере.