

Компрессор медицинский Remeza CB4-100.VS204

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, ресивер 100 л, 4-цилиндровый, 260 / 300 л/мин, 8 бар, 3 кВт, 400 В

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	100 л
Количество цилиндров	4-цилиндровый
Производительность	260 / 300 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

Описание

Компрессор медицинский Remeza CB4-100.VS204 предназначен для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента.

- Объем ресивера:** 100 л
- Количество цилиндров:** 4 цилиндра
- Макс. давление:** 8 бар
- Питание:** 400 В / 50 Hz

Модификации

Модель	Произв-ть	Мощность	Осушитель	Защитный корпус
CB4-100.VS204T	300 л/мин	1.5+1.5 кВт	-	-
CB4-100.VS204TM	260 л/мин		мембранный	-

* Т – исполнение «Тандем», два узла насоса на одном ресивере.