

Компрессор медицинский Remeza СБ4-150.OLD

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, ресивер 150 л, 6-цилиндровый / 8-цилиндровый, 480 / 680 л/мин, 8 бар, 400 В

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	150 л
Количество цилиндров	6-цилиндровый / 8-цилиндровый
Производительность	480 / 680 л/мин
Макс. давление	8 бар
Напряжение	400 В

Описание

**Компрессор медицинский Remeza СБ4-150.OLD** предназначен для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента.

**Объем ресивера:** 150 л

**Макс. давление:** 8 бар

Модификации

Модель	Цилиндры	Произв-ть	Мощность	Сеть
СБ4-150.OLD20х3С	6-цилиндровый	480 л/мин	4.2 (1.4×3) кВт	380 В
СБ4-150.OLD20х4С	8-цилиндровый	640 л/мин	5.6 (1.4×4) кВт	