

Компрессор медицинский Remeza СБ4-16.GMS150

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, ресивер 16 л, 1-цилиндровый, 95 / 110 л/мин, 8 бар, 1.1 кВт, 230 В

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	16 л
Количество цилиндров	1-цилиндровый
Производительность	95 / 110 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	1.1 кВт
Напряжение	230 В

Описание

Компрессор медицинский Remeza СБ4-16.GMS150 предназначен для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента.

Объем ресивера: 16 л

Количество цилиндров: 1-цилиндровый

Исполнение: в защитном корпусе

Макс. давление: 8 бар

Питание: 220 В / 50 Hz

Модификации

Модель	Произв-ть	Мощность	Осушитель
СБ4-16.GMS150K	110 л/мин	1.1 кВт	-
СБ4-16.GMS150KM	95 л/мин		мембранный