

Компрессор медицинский Remeza СБ4-24.GMS150

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, ресивер 24 л, 1-цилиндровый, 95 / 110 л/мин, 8 бар, 1.1 кВт, 230 В

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	24 л
Количество цилиндров	1-цилиндровый
Производительность	95 / 110 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	1.1 кВт
Напряжение	230 В

Описание

**Компрессор медицинский Remeza СБ4-24.GMS150** предназначен для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента.

**Объем ресивера:** 24 л  
**Количество цилиндров:** 1 цилиндр  
**Макс. давление:** 8 бар  
**Питание:** 230 В / 50 Hz

Модификации

Модель	Произв-ть	Мощность	Осушитель
СБ4-24.GMS150	110 л/мин	1.1 кВт	-
СБ4-24.GMS150M	95 л/мин		мембранный