

Компрессор медицинский Remeza CB4-24.VS204

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, ресивер 24 л, 2-цилиндровый, 130 / 150 л/мин, 8 бар, 1.5 кВт, 230 В

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	24 л
Количество цилиндров	2-цилиндровый
Производительность	130 / 150 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	1.5 кВт
Напряжение	230 В

Описание

Компрессор медицинский Remeza CB4-24.VS204 предназначен для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента.

- Объем ресивера: 24 л
- Количество цилиндров: 2 цилиндра
- Макс. давление: 8 бар
- Питание: 230 В / 50 Hz

Модификации

Модель	Произв-ть	Мощность	Осушитель
CB4-24.VS204	150 л/мин	1.5 кВт	-
CB4-24.VS204M	130 л/мин		мембранный