

Компрессор медицинский Remeza СБ4-24.OLD

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, ресивер 24 л, 2-цилиндровый, 60 / 70 / 100 / 115 / 140 / 160 л/мин, 8 бар, 0.75 / 1.1 / 1.4 кВт, 230 В

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	24 л
Количество цилиндров	2-цилиндровый
Производительность	60 / 70 / 100 / 115 / 140 / 160 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	0.75 / 1.1 / 1.4 кВт
Напряжение	230 В

Описание

Компрессор медицинский Remeza СБ4-24.OLD предназначен для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента.

- Объем ресивера:** 24 л
- Количество цилиндров:** 2 цилиндра
- Макс. давление:** 8 бар
- Питание:** 220 В / 50 Hz

Модификации

Модель	Произв-ть	Мощность	Осушитель	Защитный корпус
СБ4-24.OLD10С	70 л/мин	0.75 кВт	-	-
СБ4-24.OLD10СМ			мембранный	-
СБ4-24.OLD10СК			-	в корпусе
СБ4-24.OLD10СКМ	60 л/мин		мембранный	в корпусе
СБ4-24.OLD15С	115 л/мин	1.1 кВт	-	-
СБ4-24.OLD15СМ			мембранный	-
СБ4-24.OLD15СК			-	в корпусе
СБ4-24.OLD15СКМ	100 л/мин		мембранный	в корпусе
СБ4-24.OLD20С	160 л/мин	1.4 кВт	-	-
СБ4-24.OLD20СМ			мембранный	-
СБ4-24.OLD20СК			-	в корпусе
СБ4-24.OLD20СКМ	140 л/мин		мембранный	в корпусе