

Компрессор медицинский Remeza СБ4-50.OLD

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, ресивер 50 л, 2-цилиндровый, 115 / 160 л/мин, 8 бар, 1.1 / 1.4 кВт, 230 В

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	50 л
Количество цилиндров	2-цилиндровый
Производительность	115 / 160 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	1.1 / 1.4 кВт
Напряжение	230 В

Описание

**Компрессор медицинский Remeza СБ4-50.OLD** предназначен для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента.

- Объем ресивера:** 50 л
- Количество цилиндров:** 2 цилиндра
- Макс. давление:** 8 бар
- Питание:** 220 В / 50 Hz

**Модификации**

Модель	Произв-ть	Мощность	Осушитель	Защитный корпус
СБ4-50.OLD15C	115 л/мин	1.1 кВт	-	-
СБ4-50.OLD15CM			мембранный	-
СБ4-50.OLD20C	160 л/мин	1.4 кВт	-	-
СБ4-50.OLD20CM			мембранный	-