

## Компрессор медицинский Remeza CB4-50.VS204

ИМ-7.112540

компрессор, безмасляный, ресивер 50 л, 2-цилиндровый, 130 / 150 л/мин, 8 бар, 1.5 кВт, 230 В

РЕМЕЗА ЗАО, Беларусь



### Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	50 л
Количество цилиндров	2-цилиндровый
Производительность	130 / 150 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	1.5 кВт
Напряжение	230 В

### Описание

**Компрессор медицинский Remeza CB4-50.VS204** предназначен для обеспечения сжатым воздухом стоматологического, медицинского, лабораторного оборудования и инструмента.

**Объем ресивера:** 50 л

**Количество цилиндров:** 2 цилиндра

**Макс. давление:** 8 бар

**Питание:** 230 В / 50 Hz

### Модификации

Модель	Произв-ть	Мощность	Осушитель	Защитный корпус
CB4-50.VS204	150 л/мин	1.5 кВт	-	-
CB4-50.VS204M	130 л/мин		мембранный	-