

Контейнер для мочи Sarstedt 100 мл с устройством для переноса

ИМ-7.109272 до 22.12.2025

для мочи, стерильный, объем 100 мл, перенос в вакуумную пробирку

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для мочи
Стерильность	стерильный
Объем	100 мл
Устройство для переноса в вакуумную пробирку	Да

Описание

Контейнеры для мочи Sarstedt 100 мл с устройством для переноса предназначены для закрытого переноса мочи объемом от 20 мл.

Каталожный номер: 75.562.400

Объем: 100 мл

Размеры: высота – 72 мм, □62 мм

Свойства:

- встроенное устройство для переноса углублено для защиты от повреждений
- контрольная этикетка с предупреждением
- гарантия стерильности благодаря контрольной этикетке
- штабелируется, высокая степень прозрачности

В коробке: 200 шт.