

## Контейнер для кала Sarstedt 107 25 мм

ИМ-7.109275 до 22.12.2025

для кала, стерильный / нестерильный, с ложкой

Sarstedt AG & Co., Германия



### Характеристики

---

Тип	для кала
Стерильность	стерильный / нестерильный
Ложка	Да

### Описание

---

**Контейнер для кала Sarstedt 107×25 мм с резьбовой крышкой**

**Размеры:** 107×□25 мм

**Материал:** полипропилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
80.622	Контейнер 107×25 мм стерильный	400 шт.
80.622.111	Контейнер 107 × 25 мм нестерильный	500 шт.