

Контейнер для биоматериалов Полиэфир 120 мл

ИМ-7.109620 до 16.02.2026

для мочи, универсальный, стерильный /
нестерильный, объем 120 мл

Полиэфир ОДО, Беларусь



Характеристики

Тип	для мочи
Универсальный	Да
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	120 мл

Описание

Контейнеры для биоматериалов Полиэфир 120 мл предназначены для сбора, транспортировки, хранения и исследования образцов биологических материалов (мочи, мокроты, эякулята, биоптатов, секционного материала, ликвора и др.).

Объем: 120 мл

Стерильность: стерильные / нестерильные

Материал: полипропилен