

Контейнер для дезинфекции КДС-11 Кронт

объем 11 л, размеры 775×285×170 мм,
перфорированный поддон, автоклавирование 121°C

КРОНТ-М АО, Россия



Характеристики

Объем	11 л
Размеры	775×285×170 мм
Перфорированный поддон	Да
Автоклавирование	121°C

Дополнительные характеристики

Емкость-контейнер КДС-11 Кронт предназначен для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.

Рабочий объем: 11 л

Габаритные размеры: 775×285×170 мм

Размеры поддона: 630×175×130 мм

Обрабатываемые изделия: лапароскопический инструмент, сшивающие аппараты и т.п.

Конструкция: ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон.

Преимущества:

- отсутствие острых кромок
- отсутствие мест скопления грязи
- градуировка (4, 6, 8 и 10 литров)
- наличие множества сливных отверстий
- максимальная температура автоклавирования – 121°C