

Контейнер для мочи DiaTrust PlasDispo 40 мл

ИМ-7.113561

для мочи, универсальный, стерильный /
нестерильный, объем 40 мл

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	для мочи
Универсальный	Да
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	40 мл

Описание

Контейнер для мочи PlasDispo 40 мл разработан для сбора, транспортировки и хранения биологических образцов.

Размеры: 43.5×38×49 мм

Градуйровка: каждые 5 мл до 40 мл

Материал: полипропилен

Описание	Артикул	
	красная крышка	синяя крышка
Групповая упаковка, нестерильный	SV430-003	SV430-002
Индивидуальная упаковка, нестерильный	SV430-103	SV430-102
Индивидуальная упаковка, стерильный	SV430-113	SV430-112