

Контейнер для мочи DiaTrust PlasDispo 120 мл

ИМ-7.113561

для мочи, универсальный, стерильный /
нестерильный, объем 120 мл

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	для мочи
Универсальный	Да
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	120 мл

Описание

Контейнер для мочи PlasDispo 120 мл разработан для сбора, транспортировки и хранения биологических образцов.

Размеры: 62×48×h73 мм

Градуировка: каждые 10 мл до 120 мл

Материал: полипропилен

Описание	Артикул	
	красная крышка	синяя крышка
Групповая упаковка, нестерильный	SV810-003	SV810-002
Индивидуальная упаковка, нестерильный	SV810-103	SV810-102
Индивидуальная упаковка, стерильный	SV810-113	SV810-112