

Контейнер для мочи DiaTrust PlasDispo 60 мл

ИМ-7.113561

для мочи, универсальный, стерильный /
нестерильный, объем 60 мл

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	для мочи
Универсальный	Да
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	60 мл

Описание

Контейнер для мочи PlasDispo 60 мл разработан для сбора, транспортировки и хранения биологических образцов.

Модификации:

1. PlasDispo SV610 – 44.5×37×h68 мм
2. PlasDispo SV620 – 53×41×h64 мм, с поверхностью для записей
3. PlasDispo SV630 – 48×42×h57 мм

Градуировка: каждые 10 мл до 60 мл

Материал: полипропилен

Упаковка:

- Групповая упаковка, нестерильный
- Индивидуальная упаковка, нестерильный
- Индивидуальная упаковка, стерильный