

Контейнер для мочи DiaTrust PlasDispo VC110

ИМ-7.113561

для мочи, стерильный / нестерильный, объем 120 мл,
перенос в вакуумную пробирку

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	для мочи
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	120 мл
Устройство для переноса в вакуумную пробирку	Да

Описание

Контейнер для мочи PlasDispo VC110 разработан для сбора мочи в вакуумную пробирку.

Размеры: 64.4×h75 мм

Градуировка: каждые 10 мл до 120 мл

Материал: полипропилен

Упаковка:

- Групповая упаковка, нестерильный
- Индивидуальная упаковка, нестерильный
- Индивидуальная упаковка, стерильный