

Контейнер для мочи Полиэфир 100 мл

ИМ-7.109620 до 16.02.2026

для мочи, стерильный / нестерильный, объем 100 мл,
перенос в вакуумную пробирку

Полиэфир ОДО, Беларусь



Характеристики

Тип	для мочи
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	100 мл
Устройство для переноса в вакуумную пробирку	Да

Описание

Контейнеры для мочи Полиэфир 100 мл с устройством для переноса мочи в вакуумную пробирку.

Объем: 100 мл

Стерильность: стерильные / нестерильные

Материал: полипропилен