

Контейнер для стула DiaTrust PlasDispo 120 мл

ИМ-7.113561

для кала, стерильный / нестерильный, объем 120 мл,
с ложкой

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	для кала
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	120 мл
Ложка	Да

Описание

Контейнер для стула с ложкой PlasDispo 120 мл разработан для сбора, транспортировки и хранения биологических образцов.

Размеры: 62×48×h73 мм

Градуировка: каждые 10 мл до 120 мл

Материал: полипропилен

Описание	Артикул	
	красная крышка	синяя крышка
Групповая упаковка, нестерильный	SV811-003	SV811-002
Индивидуальная упаковка, нестерильный	SV811-103	SV811-102
Индивидуальная упаковка, стерильный	SV811-113	SV811-112