

Контейнер для стула DiaTrust PlasDispo 40 мл

ИМ-7.113561

для кала, стерильный / нестерильный, объем 40 мл, с ложкой

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	для кала
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	40 мл
Ложка	Да

Описание

Контейнер для стула с ложкой PlasDispo 40 мл разработан для сбора, транспортировки и хранения биологических образцов.

Размеры: 43.5×38×49 мм

Градуйровка: каждые 5 мл до 40 мл

Материал: полипропилен

Описание	Артикул	
	красная крышка	синяя крышка
Групповая упаковка, нестерильный	SV431-003	SV431-002
Индивидуальная упаковка, нестерильный	SV431-103	SV431-102
Индивидуальная упаковка, стерильный	SV431-113	SV431-112