

## Контейнер для суточной мочи Vacutest KIMA

ИМ-7.102173 до 01.12.2019

для мочи, сбор суточной мочи, стерильный, объем 3 л,  
перенос в вакуумную пробирку

Roll S.a.s., Италия



### Характеристики

---

Тип	для мочи
Сбор суточной мочи	Да
Стерильность	стерильный
Объем	3 л
Устройство для переноса в вакуумную пробирку	Да

### Описание

---

**Контейнер для сбора суточной мочи Vacutest KIMA** (кат. № 90476S)

**Объем:** 3 л

**Стерильный**

Сбор мочи в контейнер осуществляется пациентом через большую крышку в течение суток.

Проба мочи забирается из контейнера медицинским персоналом: малая крышка контейнера оснащена специальным устройством для безопасного сбора мочи в вакуумную пробирку, позволяющую собрать пробу мочи не переворачивая контейнер. Открывать большую крышку контейнера не нужно.

**В упаковке:** 30 шт.