

Контейнер для утилизации игл Sarstedt Multi-Safe quick

ИМ-7.109275 до 22.12.2025

класс отходов Б, объем 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 л

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Класс отходов

Б

Объем

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 л

Дополнительные характеристики

Контейнеры Sarstedt Multi-Safe quick и quick S – практичные и безопасные контейнеры для утилизации острого, колюще-режущего инструментария и использованных расходных материалов (пробирки, наконечники и пр.) в условиях стационара и амбулатории.

Особенности

- Материал – полипропилен
- Круглая форма
- Различные размеры отверстий
- Предотвращение опрокидывания благодаря большому выбору держателей
- Крышка не отпружинивает и не мешает снятию и откручиванию
- Различные формы отверстий для съема/откручивания

Для контейнеров Multi-Safe quick S предусмотрена возможность увеличения размера отверстия для сброса в крышке за счет отламывания перфорированных перегородок, что позволяет утилизировать медицинские отходы более крупного размера.

Артикул	Наименование	Объём	Приспособления на крышке*
77.3891.005	Multi-Safe quick 500	0.5 л	A, B, C
77.3891.010	Multi-Safe quick 1000	1.0 л	A, B, C
77.3891.015	Multi-Safe quick 1500	1.5 л	A, B
77.3891.020	Multi-Safe quick 2000	2.0 л	A, B
77.3891.025	Multi-Safe quick 2500	2.5 л	A, B
77.3892.015	Multi-Safe quick S 1500	1.5 л	A, B, C
77.3892.020	Multi-Safe quick S 2000	2.0 л	A, B, C
77.3892.025	Multi-Safe quick S 2500	2.5 л	A, B, C

* Крышки контейнеров снабжены приспособлениями для откручивания и сброса съёмных деталей с медицинских изделий (игл с шприцев, лезвий с ручек-скальпелей и пр.):

- тип А – для систем с креплением типа Луэр;
- тип В – для инсулиновых ручек;
- тип С – для скальпелей, игл, систем с креплением типа Луэр;
- тип D – для скальпелей.

