

Контрольная плазма Diagon Dia-CONT Spec N

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, контрольная плазма

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	контрольная плазма	
Фасовка	каталожный номер	Контрольная плазма с параметрами в диапазоне нормы
	09305	5 фл x 1 мл

Описание

Контрольная плазма Diagon **Dia-CONT Spec N** – это двухуровневая контрольная плазма, предназначенная для контроля следующих коагуляционных тестов: факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, протеин S (общего и свободного), хромогенные анализы, включая протеин С и плазминоген.

Контрольная плазма приготовлена из замороженного пула цитратной плазмы, забуферено и лиофилизировано для обеспечения стабильности всех исследуемых компонентов плазмы.

Срок годности: 24 мес

Стабильность после вскрытия: до 4 ч при 2-8°C

Каталожный номер: 09305