

Контрольная плазма Diagon Dia-CONT Spec P

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия  
Coag, контрольная плазма

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

|                      |                    |                                                    |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Система              | открытая           |                                                    |
| Для анализаторов     | Diagon серия Coag  |                                                    |
| Параметр определения | контрольная плазма |                                                    |
| Фасовка              | каталожный номер   | Контрольная плазма с параметрами в диапазоне нормы |
|                      | 09405              | 5 фл x 1 мл                                        |

Описание

Контрольная плазма Diagon **Dia-CONT Spec P** – это двухуровневая контрольная плазма, предназначенная для контроля следующих коагуляционных тестов: факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, протеин S (общего и свободного), хромогенные анализы, включая протеин С и плазминоген.  
Контрольная плазма приготовлена из замороженного пула цитратной плазмы, забуферено и лиофилизировано для обеспечения стабильности всех исследуемых компонентов плазмы.

**Срок годности:** 24 мес  
**Стабильность после вскрытия:** до 4 ч при 2-8°C  
**Каталожный номер:** 09405