

Контрольная плазма для коагуляционных тестов Diagon Dia-CONT I-II

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, контрольная плазма

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая		
Для анализаторов	Diagon серия Coag		
Параметр определения	контрольная плазма		
Фасовка	каталожный номер	Контрольная плазма с параметрами в диапазоне нормы	Контрольная плазма с параметрами в диапазоне патологии
	91020	10 фл x 1 мл	10 фл x 1 мл

Описание

Контрольная плазма для коагуляционных тестов Diagon **Dia-CONT I-II** – это двухуровневая контрольная плазма, предназначенная для контроля следующих коагуляционных тестов:

- протромбиновое время (ПВ)
- активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
- фибриноген (Фибр)
- тромбиновое время (ТВ)
- антитромбин III (АТ III).

Контроль Dia-CONT I-II получают из антикоагулированной, лиофилизированной, пулированной человеческой плазмы человека от здоровых доноров с добавлением консерванта. Контроли Dia-CONT I-II представлены двумя уровнями: норма и патология.

Срок годности: при 2-8° в невскрытом флаконе стабилен до истечения срока годности, указанного на флаконе.

Каталожный номер: 91020