

Контрольная плазма ТС Техноклот Н

ИМ-7.114776

система открытая, контрольная плазма

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	контрольная плазма

Описание

Техноклот Н – контрольная плазма с нормальным диапазоном значений. Применяется для проведения контроля качества реагентов (Quality Control), используемых при исследовании системы гемостаза.

Аттестован по 7 параметрам в нормальном диапазоне:

- АПТВ / АЧТВ
- протромбиновое время
- международное нормализованное отношение (МНО)
- показатель по Квику
- тромбиновое время
- анцистроновое время
- фибриноген (методом Клаусса)