

Концентратор кислорода IMT Mini-05

ИМ-7.114405/2311

5 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до 93±3%,
давление на выходе 1 бар

Искамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Производительность	5 л/мин
Тип	передвижной
Максимальная концентрация кислорода	93±3%
Давление на выходе	1 бар

Дополнительные характеристики

Концентратор кислорода IMT Mini-05 предназначен для проведения кислородной терапии в условиях различных медицинских учреждений. Позволяет получать кислород высокой концентрации 93±3%. Может использоваться для непосредственной подачи кислорода к пациенту (через увлажнитель кислорода) с помощью назальной канюли, кислородной маски и т.п.

Производительность: 1-5 л/мин

Концентрация кислорода: 93±3%

Давление на выходе: 1 бар

Вес: 14.5 кг