

Концентратор кислорода IMT Mini-15

ИМ-7.114405/2311

15 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до 93±3%,
давление на выходе 0.1 МПа

Искамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Производительность	15 л/мин
Тип	передвижной
Максимальная концентрация кислорода	93±3%
Давление на выходе	0.1 МПа

Дополнительные характеристики

Концентратор кислорода IMT Mini-15 предназначен для получения кислородно-воздушной смеси с высоким содержанием кислорода для проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии пациентов. Может использоваться для непосредственной подачи кислорода к пациенту (через увлажнитель кислорода) с помощью назальной канюли, кислородной маски и т.п.

- ☐ Поддерживает технологию PSA
- ☐ Снабжен расходомером высокой точности
- ☐ Может быть оснащен съемными колесными опорами

Производительность: 0-15 л/мин

Концентрация кислорода: 93±3%

Давление на выходе: 0.1 МПа

Размеры: 90×40×60 см

Вес: 40 кг

Дополнительные опции IMT Mini-15:

- индикация рабочего времени
- сигнализация при отключении электричества
- сигнализация низкой чистоты кислорода
- тревога при сердечном приступе
- сигнализация при неисправности высокого давления