


Контур дыхательные Intersurgical Flextube 15 мм с одним влагосборником

ИМ-7.106585/2306

один влагосборник, 15 мм (для детей), одноразовый,
конфигурируемый, 1.6 м

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	один влагосборник
Диаметр	15 мм (для детей)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.6 м

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Intersurgical Flextube 15 мм с одним влагосборником

Кат. №	Изображение	Описание
4504810		<p>Дыхательный контур Flextube 15 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> • длина 1.6 м • провод нагрева • дополнительный шланг 0.4 м • влагосорбник • самозаполняющаяся камера
4504850		<p>Дыхательный контур Flextube 15 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> • длина 1.6 м • провод нагрева • дополнительный шланг 0.4 м • влагосорбник
4515850		<p>Дыхательный контур Flextube 15 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> • длина 1.6 м • провод нагрева • дополнительный шланг 0.5 м • влагосорбник
4523850		<p>Дыхательный контур Flextube 15 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> • длина 1.6 м • провод нагрева • дополнительный шланг 0.5 м • влагосорбник • линия мониторинга
4554850		<p>Дыхательный контур Flextube 15 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> • длина 1.6 м • провод нагрева • дополнительный шланг 0.4 м • влагосорбник <p>Для низкого потока газовой смеси</p>

Приспособления для крепления шлангов