

Контур дыхательные Optiflow Junior

ИМ-7.109503

без влагосборника, 10 мм (неонатальный),
одноразовый, конфигурируемый

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Новая Зеландия



Характеристики

Вид	без влагосборника
Диаметр	10 мм (неонатальный)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый

Дополнительные характеристики

Optiflow Junior – неонатальный дыхательный контур для высокопоточной неинвазивной вентиляции со скоростью потока до 25 л/мин.

Характеристики:

- Предназначен для использования с назальными канюлями Optiflow Junior.
- Подключается к воздушно-газовому смесителю (блендеру) и увлажнителю MR850.
- При отсутствии блендера можно объединить два флоуметра (воздух+кислород) с помощью соединительной линии BC402-05.

Изображение	Описание
RT330	Контур дыхательный Optiflow Junior RT330 Назальная O₂ терапия до 25 л/мин • линия вдоха 1.75 м с обогревом • клапан сброса давления • камера увлажнителя MR290