

Коробка стерилизационная КСК-6 ГП

ИМ-7.104084/2105

бикс, объем 6 л, без фильтра, металл, размеры

□245×170 мм

Завод Белмединструменты ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	бикс
Объем бикса	6 л
Фильтр	без фильтра
Материал	металл
Размеры	□245×170 мм

Описание

Коробки стерилизационные КСК-6 ГП (арт. 980-2) предназначены для размещения в них перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью стерилизации их в паровых медицинских стерилизаторах и доставки к месту использования.

Объем: 6 л (□245×170 мм)

Срок стерильного хранения: 3 суток

Комплект поставки:

- коробка КСК-6 ГП
- паспорт
- тара потребительская

Модификации стерилизационных коробок КСК ГП

Параметр	КСК-3 ГП арт. 980-1	КСК-6 ГП арт. 980-2	КСК-9 ГП арт. 980-3	КСК-12 ГП арт. 980-4	КСК-18 ГП арт. 980-5
Объем	3 л	6 л	9 л	12 л	18 л
Диаметр	175 мм	245 мм	275 мм	325 мм	390 мм
Высота	170 мм	170 мм	190 мм	190 мм	190 мм
Масса	0.8 кг	1.2 кг	1.4 кг	1.85 кг	2.5 кг
Замки	1 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

Указания по эксплуатации смотрите в Инструкции на коробки КСК ГП