

## Коробка стерилизационная КСК-9 ГП

ИМ-7.104084/2105

бикс, объем 9 л, без фильтра, металл, размеры

□275×190 мм

Завод Белмединструменты ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	бикс
Объем бикса	9 л
Фильтр	без фильтра
Материал	металл
Размеры	□275×190 мм

### Описание

---

**Коробки стерилизационные КСК-9 ГП (арт. 980-3)** предназначены для размещения в них перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью стерилизации их в паровых медицинских стерилизаторах и доставки к месту использования.

**Объем:** 9 л (□275×190 мм)

**Срок стерильного хранения:** 3 суток

**Комплект поставки:**

- коробка КСК-9 ГП
- паспорт
- тара потребительская

**Модификации стерилизационных коробок КСК ГП**

<b>Параметр</b>	КСК-3 ГП арт. 980-1	КСК-6 ГП арт. 980-2	<b>КСК-9 ГП</b> арт. 980-3	КСК-12 ГП арт. 980-4	КСК-18 ГП арт. 980-5
<b>Объем</b>	3 л	6 л	9 л	12 л	18 л
<b>Диаметр</b>	175 мм	245 мм	275 мм	325 мм	390 мм
<b>Высота</b>	170 мм	170 мм	190 мм	190 мм	190 мм
<b>Масса</b>	0.8 кг	1.2 кг	1.4 кг	1.85 кг	2.5 кг
<b>Замки</b>	1 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

Указания по эксплуатации смотрите в Инструкции на коробки КСК ГП