

Коробка стерилизационная КСКФ-18 ГП

ИМ-7.104084/2105

бикс, объем 18 л, с фильтром, металл, размеры
□375×180 мм

Завод Белмединструменты ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	бикс
Объем бикса	18 л
Фильтр	с фильтром
Материал	металл
Размеры	□375×180 мм

Описание

Коробки стерилизационные КСКФ-18 ГП (арт. 980-10) предназначены для размещения в них перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью стерилизации их в паровых медицинских стерилизаторах и доставки к месту использования.

Объем: 18 л (□375×180 мм)
Срок стерильного хранения: 20 суток

- Комплект поставки:**
- коробка КСКФ-18 ГП
 - фильтр (2 шт.)
 - паспорт
 - тара потребительская

Модификации стерилизационных коробок КСКФ ГП

Параметр	КСКФ-3 ГП арт. 980-6	КСКФ-6 ГП арт. 980-7	КСКФ-9 ГП арт. 980-8	КСКФ-12 ГП арт. 980-9	КСКФ-18 ГП арт. 980-10
Объем	3 л	6 л	9 л	12 л	18 л
Диаметр	170 мм	235 мм	270 мм	320 мм	375 мм
Высота	170 мм	170 мм	180 мм	180 мм	180 мм
Масса	0.8 кг	1.2 кг	1.5 кг	2.0 кг	2.5 кг
Фильтр	115 мм	175 мм	175 мм	175 мм	175 мм
Замки	1 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

Указания по эксплуатации смотрите в Инструкции на коробки КСКФ ГП