

Косметологический аппарат Pollogen Geneo X

ИМ-7.118094

воздействие радиочастотное / электростимуляция /
ультразвуковое, частота 1 МГц

Pollogen Ltd., Израиль



Характеристики

Воздействие	радиочастотное / электростимуляция / ультразвуковое
Частота	1 МГц

Описание

Geneo X – инновационная косметологическая платформа для комплексного ухода за кожей, объединяющая в себе четыре передовые технологии для достижения мгновенного и пролонгированного результата. Аппарат предназначен для глубокого очищения, питания, оксигенации и лифтинга кожи, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту благодаря широкому выбору специализированных наборов (китов).

Действие Geneo X основано на синергии технологий, которые воздействуют на кожу как снаружи, так и изнутри: от стимуляции естественной оксигенации тканей до глубокого введения активных сывороток и радиочастотной подтяжки.

Технические характеристики

Дисплей	Цветной сенсорный ЖК-экран, 12.1 дюйма
Технологии	Oxygeneo, Tripollar RF, Ultrasound, ESA
Частота Tripollar RF	1 МГц
Мощность Tripollar RF	До 50 Вт
Частота Ultrasound	1 МГц
Интенсивность Ultrasound	0.3 Вт/см²
Габариты (Ш×Г×В)	380×380×280 мм
Масса	~7 кг (базовый блок)
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц

Основные преимущества и эффекты

- **Технология Охугенео:** создает эффект «вскипания» (эффект Бора) на поверхности кожи, стимулируя приток кислорода к клеткам изнутри, что улучшает метаболизм и цвет лица.
- **Мгновенный результат:** видимое улучшение состояния кожи, сияние и свежесть уже после первой процедуры.
- **Индивидуальные решения:** использование уникальных капсул (OxyPod) для решения конкретных задач: осветление, детокс, увлажнение, омоложение или баланс жирной кожи.
- **Tripollar RF нового поколения:** обеспечивает безопасный и эффективный прогрев дермы для стимуляции выработки коллагена и немедленного лифтинга.
- **Ультразвуковое воздействие:** временно снижает плотность слоев кожи, позволяя активным компонентам сывороток проникать в глубокие слои.

Программное обеспечение и режимы работы

Интеллектуальный интерфейс позволяет мастеру легко переключаться между этапами процедуры и выбирать интенсивность воздействия в зависимости от чувствительности кожи.

Функциональные возможности

Oxygeneo	Эксфолиация, оксигенация и инфузия активных ингредиентов.
Tripollar RF	Радиочастотный лифтинг для коррекции морщин и подтяжки овала лица.
Ultrasound	Ультрафонофорез для глубокого питания и увлажнения кожи.
ESA	Технология стимуляции для улучшения текстуры и тонуса кожи.

Комплектация:

- основной консольный блок Geneo X
- манипула Oxygeneo
- манипула Tripollar RF
- манипула Ultrasound
- манипула для массажа и лимфодренажа
- сетевой кабель и держатели для манипул