

Косметологический аппарат Wonder Axon

ИМ-7.118192

воздействие электромагнитное / электростимуляция

Lexter Microelectronic Engineering Systems, Испания



Характеристики

Воздействие	электромагнитное / электростимуляция
Применение	коррекция фигуры / уменьшение объема тела

Описание

Wonder Axon – инновационная система для эстетической медицины и бодибилдинга, объединяющая в себе технологии электромагнитного излучения, нейромышечной стимуляции и емкостной радиочастоты. Аппарат разработан для высокоэффективного формирования мышечного рельефа, коррекции фигуры, восстановления мышечного тонуса и улучшения общего состояния организма.

Действие Wonder Axon основано на глубоком воздействии электромагнитных и электрических волн на основные группы скелетных мышц (живот, ягодицы, ноги), обеспечивая до 36 000 мощных сокращений за один 25-минутный сеанс.

Область применения: эстетическая косметология, спортивная медицина, реабилитация и физиотерапия.

Ключевые преимущества и эффекты

- **Тройная технология:** уникальное сочетание электромагнитной и нейромышечной стимуляции с радиочастотным воздействием для достижения максимальной гипертрофии и сжигания жира.
- **Глубокое формирование мышц:** прямой метаболический ускоритель воздействует на целевые зоны, способствуя росту мышечных волокон и устранению дисбаланса.
- **Коррекция фигуры и борьба с целлюлитом:** активизация кровоснабжения и метаболизма эффективно борется с локальными жировыми отложениями и улучшает текстуру кожи.
- **Оздоровление опорно-двигательного аппарата:** укрепление мышц спины и кора помогает устранить боли в пояснице, улучшить осанку и плотность костной ткани.
- **Интеллектуальное управление:** система управляется через планшет с предустановленным программным обеспечением, позволяющим гибко настраивать параметры под каждого клиента.

Программное обеспечение и режимы работы

Система включает в себя 8 ручных программ с постоянной частотой и 6 автоматических циклов с переменными параметрами.

Предустановленные программы

Ручные программы	<ul style="list-style-type: none">• Мышцы (100 Гц): создание и улучшение мышечных волокон.• Определение (85 Гц): устранение поверхностного жира и прорисовка рельефа.• Целлюлит (5 Гц): лимфодренаж и работа с растяжками.• Мышцы таза (150 Гц): глубокое укрепление мышц тазового дна.• Физиотерапия (50 Гц): лечение осложнений в мышцах и связках.• SPA (20 Гц): полное расслабление и восстановление.• Superman / Superwoman (180-200 Гц): экстремальная интенсивность для быстрого наращивания массы.
Автоматические циклы (25 мин)	<ul style="list-style-type: none">• Тонизирование мышц: прогрессивное развитие силы (10-90 Гц).• Сжигание жира: запуск изменения обмена веществ (50-80 Гц).• Улучшение состояния кожи: сосудистая программа и эффект накачки (5-10 Гц).• Тазовое дно: восстановление поддерживающей структуры органов (7-100 Гц).• Спортсмены: подготовка к нагрузкам и реабилитация (80-120 Гц).• Реабилитация: работа с атрофированными мышцами (80-120 Гц).

Технические характеристики

Габариты консоли (Д×В×Ш)	49×35×22 см
Вес консоли	9 кг
Количество независимых каналов	6 (ягодицы, бедра, живот, квадрицепс, косые мышцы, руки)
Рабочая частота	5-200 Гц
Тип волны	асимметричные двухфазные импульсы
Максимальный выходной ток	100 мА
Ширина импульса	50-1000 мсек
Радиочастота	монополярная, индуктивная, 500 КГц (15 Вт)
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	60 Вт
Дисплей	10-дюймовый планшет
Материал костюма (ElectroSuit)	3 мм неопрен с прослойкой лайкры