

Костный цемент Cemex Genta HV

ИМ-7.116751

цемент, применение дигитальное (пальцевидное) /
инъекционное, акрил / гентамицин, вязкость высокая

Тесрес, Италия



Характеристики

Тип	цемент
Применение	дигитальное (пальцевидное) / инъекционное
Состав	акрил / гентамицин
Вязкость	высокая

Описание

Cemex Genta HV – двухкомпонентный (порошковый и жидкий) рентгеноконтрастный полиметилметакрилатный (ПММА) **костный цемент с высокой вязкостью**, который подходит для ручного нанесения.

Назначение: фиксация имплантатов протезов суставов (тазобедренных, коленных) к кости.

- Содержит и высвобождает лекарственное вещество: сульфат гентамицина.
- Содержит сульфат бария в качестве рентгеноконтрастного агента.

Состав:

- Жидкий компонент
 - метил метакрилат
 - N-п диметил-толуидин
 - гидрохинон
- Порошковый компонент
 - полиметилметакрилат
 - сульфат бария
 - бензоил пероксид
 - гентамицина сульфат