

Костный цемент Cemex Genta LV

ИМ-7.116751

цемент, применение инъекционное, акрил /
гентамицин, вязкость низкая

Tecres, Италия



Характеристики

Тип	цемент
Применение	инъекционное
Состав	акрил / гентамицин
Вязкость	низкая

Описание

Cemex Genta LV – двухкомпонентный (порошковый и жидкий) рентгеноконтрастный полиметилметакрилатный (ПММА) **костный цемент с низкой вязкостью**, который подходит для применения с помощью инъекционного устройства.

Назначение: фиксация имплантатов протезов суставов (тазобедренных, коленных) к кости.

- ☐ Содержит и высвобождает лекарственное вещество: сульфат гентамицина.
- ☐ Содержит сульфат бария в качестве рентгеноконтрастного агента.

Состав:

- Жидкий компонент
 - метил метакрилат
 - N-п диметил-толуидин
 - гидрохинон
- Порошковый компонент
 - полиметилметакрилат
 - сульфат бария
 - бензоил пероксид
 - гентамицина сульфат