

Крепированная бумага Бел-Медикон

ИМ-7.107980 до 31.10.2024

крепированная бумага, в листах, длина 50-1200 мм,
ширина 50-1200 мм

Бел-Медикон ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	крепированная бумага
Упаковка	в листах
Длина	50-1200 мм
Ширина	50-1200 мм

Дополнительные характеристики

Крепированная бумага Бел-Медикон предназначена для упаковывания изделий медицинского назначения и иных изделий перед стерилизацией паровым, воздушным, газовым методом, с применением окиси этилена и формальдегида, и иными известными видами стерилизаций с целью сохранения стерильности изделий в период их последующего хранения и транспортировки до использования по назначению.

Срок годности: 5 лет.

Состав: 100% целлюлоза.

Упаковка поставляется в листах шириной 50-1200 мм и длиной 50-1200 мм, плотностью не менее 60 г/м².