

Кресло медицинское многофункциональное передвижное Медин КММП

ИМ-7.102711/2005 до 28.05.2025

механизм регулирования высоты кресла гидравлический (педалью), регулирование секций газовая пружина, подлокотники, подголовник, пульт управления

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Механизм регулировки высоты кресла | гидравлический (педалью) |
| Механизм регулирования секций | газовая пружина |
| Угол наклона спинки | 20±3-85±4 ° |
| Угол наклона сиденья | -7±2 ° |
| Угол регулирования ножной секции | -15±2-(-90)±3 ° |
| Подлокотники | Да |
| Подголовник | Да |
| Пульт управления | Да |
| Штатив | Да |
| Опора | Да |
| Ширина ложа | 500±10 мм |
| Высота сиденья | 545±15-780±20 мм |
| Глубина сиденья | 480±10 мм |
| Вес кресла | 90 кг |

Дополнительные характеристики

Синхронная регулировка спинки и ножной секции. Наклон вперед для посадки и вставания с кресла (опция). Удобные фиксированные положения подлокотников. Независимая регулировка ножной секции пациентом (опция). Столик, боковые поддержки туловища и подголовник с боковыми ограничителями (опции). Столики для инъекций и штатив (опции).