

## Кровать медицинская СТРУМ КБ.05 (кат. № 750 007)

ИМ-7.111956 до 26.05.2027

палатная, конструкция сборная, двухсекционная,  
регулировка подъема секций механическая, на  
опорах, 1640×702×1015 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Назначение	палатная
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Количество секций	двухсекционная
Регулировка подъема секций	механическая
Опоры	Да
Нагрузка на изделие	150 кг

### Углы подъема секций

---

Подъем головной секции	0-60 °
------------------------	--------

### Габариты

---

Размер	1640×702×1015 мм
Длина	1640 мм
Ширина	702 мм
Высота кровати	1015 мм
Высота до ложа	540 мм

### Дополнительные характеристики

---

Ложе кровати выполнено из стальной сетки. Спинки кровати металлические с вертикальными металлическими перемычками. Имеется возможность установки навесного оборудования и комплектация матрасом. При запросе просим указать комплектацию:

- СТИ кат. №000 001 Стойка телескопическая инфузионная;
- ОКБ кат. №000 002 Ограждение кроватное боковое;
- УПП кат. № 000 003 Приспособление типа «Гусь» для приподнятия пациента;
- РБ кат. № 000 004 Рама Балканского;
- 07-00 Матрац из пенополиуретана в чехле из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом.

Габариты матраца: 1530×620×100 мм

- 07-01 Матрац из пенополиуретана в чехле из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью; паропроницаемость — 6.0÷10.0 мг/см<sup>3</sup> час.

Габариты матраца: 1530×620×100 мм