

Кровать медицинская СТРУМ КБ.08 (СГКН.750050)

ИМ-7.111956 до 26.05.2027

палатная, односекционная, регулировка подъема кровати гидропривод, на колесах

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Характеристика материала конструкции	металл в полимере
Количество секций	односекционная
Регулировка подъема кровати	гидропривод
Колеса	Да
Штатив для капельниц	Да
Нагрузка на изделие	150 кг

Габариты

Длина	2170 мм
Ширина	720 мм
Высота кровати	445-820 мм

Дополнительные характеристики

Рентгенопроницаемое ложе со стороны головы. КБ.08 кат. № 750050 - базовая модель. КБ.08 кат. №750050 (матрац 04-03) - с матрасом из пенополиуретана в чехле из винилискожи. Габариты матраса: 2000х600х50 мм. КБ.08 кат. № 750051 - базовая модель. КБ.08 кат. № 750051 (матрац 04-03) - с матрасом из пенополиуретана в чехле из винилискожи. Габариты матраса: 2000х600х50 мм.