

Кровать медицинская СТРУМ КБ.10 (СГКН.750008)

ИМ-7.105480 до 06.07.2022

универсальная, четырехсекционная, регулировка
подъема кровати гидропривод, со стойкой для
подтягивания пациентов, на колесах

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальная
Характеристика материала конструкции	металл в полимере
Количество секций	четырёхсекционная
Регулировка подъема кровати	гидропривод
Стойка для подтягивания пациентов	Да
Колеса	Да
Штатив для капельниц	Да
Нагрузка на изделие	200 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	60 °
Подъем бедренной секции	30 °
Подъем ножной секции	30 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	0-17/0-8 °

Габариты

Длина	2230 мм
Ширина	965 мм
Высота до ложа	560-850 мм

Дополнительные характеристики

Ложе кровати 4-х секционное (три секции — регулируемые). Регулировка углов наклона головной секции и секции бедра осуществляется газовыми пружинами, а регулировка секции голени — механическая с реечным приводом. Изменение высоты ложа регулируется ножным гидроприводом. Согласно требованиям безопасности острые углы отсутствуют. Спинки кровати быстросъемные со вставками из натурального дерева. Изделие имеет два складных боковых ограждения. Для предотвращения ударов о стены при перемещении изделие оснащено угловыми бамперами. КБ.10 кат. № 750008 - базовая модель. КБ.10 кат. № 750008 (матрац 02-00.2) - с матрасом из пенополиуретана в чехле из водоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом. КБ.10 кат. № 750008 (матрац 02-01.2) - с матрасом из пенополиуретана в чехле из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью; паропроницаемость — $6,0 \div 10,0$ мг/см³ час. Габариты матраца: 1930x850x100 мм.