

Кровать медицинская СТРУМ КБ.11 (СГКН.750042)

ИМ-7.105480 до 06.07.2022

палатная, четырехсекционная, регулировка подъема секций ручная / электромеханическая, со стойкой для подтягивания пациентов, с матрасом, на колесах

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Характеристика материала конструкции	ABS-пластик / сталь с полимерно-порошковым покрытием
Количество секций	четырёхсекционная
Секции	бедренная / спинная / центральная / ножная
Регулировка подъема секций	ручная / электромеханическая
Боковые барьеры	Да
Стойка для подтягивания пациентов	Да
Матрас	Да
Колеса	Да
Пульт управления	Да
Штатив для капельниц	Да
Нагрузка на изделие	200 кг

Углы подъема секций

Подъем спинной секции	0+60 °
Подъем бедренной секции	0+40 °
Подъем ножной секции	-35+0 °

Габариты

Длина	2175 мм
-------	---------

Ширина	995 мм
Высота до ложа	515-830 мм

Дополнительные характеристики

Корпус изделия выступает по отношению к основанию, что облегчает доступ медицинского персонала к пациенту; торцевые спинки кровати легкосъёмные и изготовлены из стальной трубы со вставками из натурального дерева; изделие имеет два складных боковых ограждения; для предотвращения ударов о стены при перемещении изделие оснащено угловыми бамперами; изделие снабжено четырьмя колесами с системой центральной блокировки колес и системой направляющего колеса; легкий и простой в управлении пульт позволяет пациенту регулировать положение ложа изделия самостоятельно; изделие выдерживает специальную санитарную обработку дезинфицирующими средствами, применяемыми в медицинской практике; изделие комплектуется инфузионной телескопической стойкой и стойкой типа "гусь". Технические характеристики: электроприводы: высота ложа, подъем спинной секции, подъем бедренной секции; ручной подъем: подъем секции голени зубчатой рейкой; тормоз колес: центральный тормоз; электропитание: 220В - 50 Гц; питание внутренних цепей управления: 24В постоянного тока. КБ.11 кат. № 750042 - базовая модель. КБ.11 кат. № 750042 (матрац 02-00.2) - с матрасом из пенополиуретана в чехле из водоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом. КБ.11 кат. № 750042 (матрац 02-01.2) - с матрасом из пенополиуретана в чехле из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью; паропроницаемость — 6,0÷10,0 мг/см³ час. Габариты матраца: 1930x850x100 мм.