

Кровать медицинская СТРУМ КБ.14 (кат. № 750 036)

ИМ-7.111956 до 26.05.2027

палатная, детская, конструкция сборная,
односекционная, регулировка подъема секций
механическая, на колесах, 1500×820×1500 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Детская	Да
Материал конструкции	металл
Характеристика материала конструкции	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Количество секций	односекционная
Регулировка подъема секций	механическая
Боковые барьеры	Да
Колеса	Да
Нагрузка на изделие	70 кг

Габариты

Размер	1500×820×1500 мм
Длина	1500 мм
Ширина	820 мм
Высота кровати	1500 мм

Дополнительные характеристики

С боковыми ограждениями, имеющими два положения: верхнее фиксированное и нижнее, регулируемые по высоте; спинки — с металлическими вертикальными перемычками; ложе изделия регулируется в интервале от 650 мм до 925 мм и может принимать положения тренделенбург и антитренделенбург;
Имеется возможность комплектацией матрасом. При запросе просим указать комплектацию:

- 05-00 Матрац из пенополиуретана в чехле из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом.

Габариты матраца: 1330×620×100 мм

- 05-01 Матрац из пенополиуретана в чехле из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием

(ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью; паропроницаемость — 6.0÷10.0 мг/см³ час. Габариты матраца: 1330×620×100 мм