

Кровать медицинская СТРУМ КБ.15 (кат. № 750 031)

ИМ-7.111956 до 26.05.2027

палатная, конструкция сборная, четырехсекционная,  
регулировка подъема секций механическая, на  
колесах, 2040×902×1008 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Назначение                           | палатная                     |
| Материал конструкции                 | металл                       |
| Характеристика материала конструкции | полимерное покрытие          |
| Конструкция                          | сборная                      |
| Количество секций                    | четырёхсекционная            |
| Секции                               | бедренная / спинная / ножная |
| Регулировка подъема секций           | механическая                 |
| Колеса                               | Да                           |
| Нагрузка на изделие                  | 150 кг                       |

Углы подъема секций

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Подъем спинной секции   | 0+60 °  |
| Подъем бедренной секции | 0+30 °  |
| Подъем ножной секции    | -20+0 ° |

Габариты

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Размер         | 2040×902×1008 мм |
| Длина          | 2040 мм          |
| Ширина         | 902 мм           |
| Высота кровати | 1008 мм          |

## Дополнительные характеристики

---

Ложе кровати выполнено из стальной сетки. Спинки кровати с вставкой из ламинированной ДСП. Имеется возможность установки навесного оборудования и комплектация матрасом. При запросе просим указать комплектацию:

- СТИ кат. №000 001 Стойка телескопическая инфузионная;
- ОКБ кат. №000 002 Ограждение кроватное боковое;
- УПП кат. № 000 003 Приспособление типа «Гусь» для приподнятия пациента;
- РБ кат. № 000 004 Рама Балканского;
- 02-00.2 Матрац из пенополиуретана в чехле из водоотталкивающей и паропроницаемой ткани; для восстановления водоотталкивающих свойств после стирки или обработки паром чехол прогладить утюгом.

Габариты матраца: 1930×850×100 мм

- 02-01.2 Матрац из пенополиуретана в чехле из ткани с «дышащим» полиуретановым микропористым покрытием (ПлПУМ), обладающим высокой водоупорностью; паропроницаемость — 6.0÷10.0 мг/см<sup>3</sup> час.

Габариты матраца: 1930×850×100 мм