

Кровать медицинская Белмедматериалы КБМ-2П (на колесах)

ИМ-7.100467/2005 до 28.05.2025

палатная, двухсекционная, на колесах

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	палатная
Характеристика материала конструкции	профильная труба / круглая труба / поролон / винилискожа / сетка
Количество секций	двухсекционная
Секции	головная
Колеса	Да

Углы подъема секций

Подъем головной секции	45 °
------------------------	------

Габариты

Длина	2275 мм
Ширина	1120 мм
Высота кровати	970-970 мм

Дополнительные характеристики

Кровать представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из лежака и стоек. Лежак изготовлен из профильной трубы и сетки, стойки – из круглой трубы. Кровати по требованию заказчика комплектуются матрасом, стойкой для подтягивания пациентов, ограждением боковым, штативом для капельниц. Матрас состоит из поролона толщиной 100 мм и чехла из винилискожи. Винилискожа специального назначения представляет собой трикотажное полотно на одну сторону, окрашенное монолитным поливинилхлоридным покрытием. Винилискожа имеет следующие защитные свойства: водонепроницаемость, стойкость к воздействию кислот, щелочей и общих загрязнений. Размеры матраса: 2000x900 мм.